




®

IVT IMUNO

2014 - 2015



PRODUKTOVÝ KATALOG

SEBETESTOVÁNÍ

PROFI



Profil společnosti IVT IMUNO, s.r.o.

Firma IVT IMUNO, s.r.o. byla založena v roce 2000.

Již více než desetiletí vyrábíme in vitro diagnostika a společně s partnerskými společnostmi zajišťujeme distribuci výrobků. Od založení do současnosti jsme ryze českou firmou se sídlem v Olomouci. Přestože dodáváme primárně na český trh, můžete se s našimi výrobky setkat i v zahraničí, a to zejména na Slovensku a v Německu.

Naše produkce je určena pro profesionální in vitro diagnostiku a rovněž pro domácí sebetestování.

Pro profesionální užití transfúzní služby, hematologických laboratoří, nemocnic, zdravotnických zařízení vyrábíme a dodáváme imunohepatologická diagnostika pro určování krevních skupin*.

Pro profesionální užití v ordinacích praktických lékařů a pediatrií, gynekologů, biochemických laboratoří a lékáren jsou určeny rychlé diagnostické testy. Mnohé z nich jsou certifikovány i v kategorii výrobků pro domácí sebetestování**.

Vzhledem ke kategorizaci výrobků ZP IVD (zdravotnické prostředky - in vitro diagnostika) zabezpečujeme systém managementu kvality ISO 9001:2009 a certifikace našich výrobků je prováděna za účasti notifikované osoby č. 1023 včetně pravidelného ročního auditu.

Výrobky dodáváme jednak pod vlastními značkami a jednak také pod značkami našich klientů (tzv. private labels). V této oblasti spolupracujeme nejen s farmaceutickými firmami, ale také např. s centry pro léčbu neplodnosti.

Můžete tedy od nás očekávat ověřenou kvalitu výrobků a profesionální servis orientovaný na požadavky zákazníka. Budeme rádi, přesvědčíte-li se sami.

V katalogu, který Vám předkládáme, naleznete kvalitní výrobky za dobrou cenu. Aktuální nabídka rovněž odráží naši snahu o inovativní přístup. Právě totiž uvádíme na trh novou unikátní řadu certifikovaných výrobků pod značkou Easy Self-Testing.

Martin Plachý
jednatel

Mgr. Tomáš Michálek
představitel managementu pro kvalitu

* In vitro diagnostika pro určování krevních skupin patří k vysoce rizikovým vzhledem k požadavkům na přesnost a jednoznačnost výsledků s maximálním důrazem na zamezení chyby stanovení. Posouzení shody se účastní notifikovaná osoba provádějící pravidelný dozorový audit systému zabezpečení jakosti a produktové kvality.

** In vitro diagnostika pro sebetestování jsou určena výrobcem k použití laikem v domácím prostředí. Posouzení shody výrobce je v souladu s nařízením vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.



Easy Self-Testing

Iniciativa Easy Self-Testing vyjadřuje snahu o zpřístupnění prostředků rychlé diagnostiky lidem, kteří nemají odborné lékařské vzdělání, avšak v rámci péče o vlastní zdraví mají o tuto oblast zájem.

Výrobky s označením Easy Self-Testing jsou primárně určeny pro širokou laickou veřejnost a domácí použití. Tato produktová řada nezahrnuje pouze dnes již běžné testy pro stanovení těhotenství či ovulace, ale také testy pro pokročilejší diagnostiku, jako je analýza moči či stanovení C-reaktivního proteinu (CRP).

TOKS (FOB) TESTY



**FOB test
multipack - 75 ng/ml**

NOVINKA



FOB test - 75 ng/ml (1 test)



**FOB test
multipack**

TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Imunochemický test na odhalení skrytého krvácení v lidské stolici.
Optimální citlivost dle doporučení Komise MZ ČR pro KRCa - **75 ng/ml**.
Bez nutnosti držet dietu.
Jednoduché a hygienické použití.
Proplácen všemi zdravotními pojišťovnami.
Balení obsahuje 25 testů.
Záchytná síťka součástí balení.

Imunochemický test na odhalení skrytého krvácení v lidské stolici.
Nejcitlivější test na trhu - **10 ng/ml**.
Bez nutnosti držet dietu.
Jednoduché a hygienické použití.
Proplácen všemi zdravotními pojišťovnami.
Balení obsahuje 25 testů.
Záchytná síťka součástí balení.

CRP TESTY



CRP test

CRP test též pro domácí
použití - jediný v ČR

Test pro stanovení hladiny C-reaktivního proteinu.
Rozlišení bakteriální a virové infekce.
Jednoduché provedení bez přístrojové techniky.
Okamžitý výsledek.
Balení obsahuje 10 testů.



ANALÝZA MOČI



Multi 5 UrineScreen

Diagnostické proužky pro analýzu moči.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, ketonů, krve, pH, bílkovin v moči.
Balení obsahuje 100 diagnostických proužků.



Multi 10 UrineScreen

Diagnostické proužky pro analýzu moči.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, bilirubinu, ketonů, specifické hmotnosti, krve, pH, bílkovin, urobilinogenu, dusitanů a leukocytů v moči.
Balení obsahuje 100 diagnostických proužků.

DROGOVÉ TESTY



Drogový test Multi 5

Kazetkový drogový test na kvalitativní určení přítomnosti návykových látek v moči.
Detekuje marihuanu, hašiš, extázi, pervitin, heroin, kokain, amfetamin.

Drogový test Multi 10

Kazetkový drogový test na kvalitativní určení přítomnosti návykových látek v moči.
Detekuje marihuanu, hašiš, extázi, pervitin, heroin, kokain, amfetamin, barbituráty, fencyklidin, benzodiazepiny, metadon, tricyklická antidepresiva.

TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



DIAGNOSTIKA KREVNÍCH SKUPIN

TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ



AB0 souprava

Křížový test před transfúzí krve.
Balení obsahuje 30 vyšetření.



Diagnostika na určování
krevních skupin

AB0 systém (anti A, B, AB)
RhD systém
AHG polyspecifické
Lektiny
Kell systém

Ve spolupráci s firmou Lorne Laboratories Limited
Vám také nabízíme:
Kidd
Lewis
Lutheran
MNSs
P
Duffy



ELISA STANOVENÍ



ELISA stanovení

TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Ve spolupráci s firmou Diagnostic Automation / Cortez Diagnostics, Inc. jsme rozšířili naši nabídku o testy ELISA (enzyme linked immunosorbent assay).

autoimunní onemocnění
rakovinná onemocnění (Tumor Markery)
kardiovaskulární onemocnění (Cardiac Markery)
alergie, anémie, fertilita, metabolismus kostí, steroidní hormony,
thyroidní hormony, infekční nemoci, parazitologie, stanovení diabetes
a onemocnění slinivky, residua a kontaminace potravin

TĚHOTENSKÉ TESTY



hCG
multipack

TESTY PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Proužkový těhotenský test.
Citlivost 20 mIU/mL.
Balení obsahuje 20 testů.
Příbalový leták v českém a slovenském jazyce.



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL



Spotřební materiál

PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Spotřební materiál do každé ordinace.
Nabídka firem B.Braun, Zelená hvězda, Cosmos.

- dezinfekce rukou, kůže, ploch, nástrojů
- vyšetřovací rukavice
- stříkačky, jehly, injekční technika

TISKOPISY



RECEPTY ŽÁDANKY POUKAZY

Běžně používané tiskopisy:

- v ordinacích praktických lékařů
- v ordinacích lékařů pro děti a dorost
- v zubních ambulancích
- v nemocnicích



TOKS (FOB) TESTY



2 testy

FOB test



1 test

EASY SELF
TESTING

TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

Imunochemický test na odhalení skrytého krvácení v lidské stolici.
Nejcitlivější test na trhu - 10 ng/ml.
Bez nutnosti držet dietu.
Jednoduché a hygienické použití.
Program prevence rakoviny tlustého střeva.

Možnost získání propagačních materiálů.

CRP TESTY



CRP test

Test pro stanovení hladiny C-reaktivního proteinu.
Rozlišení bakteriální a virové infekce.
Jednoduché provedení bez přístrojové techniky.
Okamžitý výsledek.
Balení obsahuje 2 testy.
Prevence nadužívání antibiotik.

Možnost získání propagačních materiálů.

EASY SELF
TESTING

JEDINÝ DOMÁCÍ
CRP test v ČR



TESTOVÁNÍ MOČI



UrineScreen 10



Diagnostické proužky pro testování moči - zjištění parametrů indikujících případné zdravotní obtíže.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, bilirubinu, ketonů, specifické hmotnosti, krve, pH, bílkovin, urobilinogenu, dusitanů a leukocytů v moči.
Balení obsahuje 10 diagnostických proužků.



Multi 5 UrineScreen



Diagnostické proužky pro testování moči - zjištění parametrů indikujících případné zdravotní obtíže.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, ketonů, krve, pH a bílkovin v moči.
Balení obsahuje 100 diagnostických proužků.



Multi 10 UrineScreen



Diagnostické proužky pro testování moči - zjištění parametrů indikujících případné zdravotní obtíže.
Pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení glukózy, bilirubinu, ketonů, specifické hmotnosti, krve, pH, bílkovin, urobilinogenu, dusitanů a leukocytů v moči.
Balení obsahuje 100 diagnostických proužků.



TĚHOTENSKÉ TESTY

TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



VERTO 10



Proužkový těhotenský test.
Vysoce citlivý test 10mIU/ml.
Balení obsahuje 2 testy.
Příbalová informace v českém, německém a anglickém jazyce.



hCG



Proužkový těhotenský test.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.



Best-2



Proužkový těhotenský test.
Balení obsahuje 2 testy.
Citlivost 20 mIU/ml.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.



TĚHOTENSKÉ TESTY



for You comfort



Těhotenský test přímo do proudu moči.
Citlivost 20 mIU/mL.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.



G-TEST
Premium 2



Těhotenský test přímo do proudu moči.
Citlivost 20 mIU/mL.
Balení obsahuje 2 testy.
Příbalová informace v českém, německém a anglickém jazyce.



DAY 7



Kazetkový těhotenský test.
Citlivost 20 mIU/mL.
Příbalová informace v českém, slovenském a anglickém jazyce.

TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



OVULAČNÍ TESTY

TESTY PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ



LH 28



Kazetkový ovulační test.
Citlivost 20 mIU/mL.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.



4x LH 28 + DAY 7



4 ks ovulačních testů LH 28.
1 ks těhotenského testu DAY 7.
Citlivost 20 mIU/mL.
Příbalová informace v českém, slovenském, německém a anglickém jazyce.



Your Days



Kazetkový ovulační test.
Balení obsahuje 5 testů.
Citlivost 20 mIU/mL.
Příbalová informace v českém, německém a anglickém jazyce.





Sídlo	IVT IMUNO, s.r.o. Pavlovická 59 772 00 Olomouc Česká republika
Telefon	+420 585 312 945 +420 585 312 946 +420 585 312 107
Fax	+420 585 313 871
E-mail	info@ivtimuno.com
Zelená linka	800 100 217

www.ivtimuno.com